


Evolución. Revolución.



**Innovando para ti —
para dejar la cinta adhesiva en el pasado.**

El sujetador para tubo endotraqueal oral AnchorFast SlimFit® brinda una forma conveniente para sujetar de manera segura los tubos orales endotraqueales sin utilizar cinta adhesiva, y está diseñado para adaptarse a estructuras faciales más pequeñas.

AnchorFast SlimFit
Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

Cuidado Crítico
La Opción Correcta

AnchorFast SlimFit
Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

NUEVO
diseño para caras más pequeñas

NUEVO estabilizador del labio superior diseñado para incrementar la superficie de contacto

Almohadillas de barrera cutánea el punto principal de fijación del dispositivo a la cara del paciente

Riel de movimiento permite el reposicionamiento del tubo endotraqueal para facilitar el aseo oral mientras el tubo se mantiene seguro

Pestaña de liberación con una mayor superficie para facilitar la apertura de la pinza de aseguramiento

NUEVA pestaña de liberación

Color gris para diferenciarlo de otros productos AnchorFast

NUEVO color gris

Banda de cuello ajustable diseñada para ajustarse en un área de más fácil acceso

NUEVA banda de cuello

Producto/Descripción	Código	Caja con
Sujetador para tubo endotraqueal oral AnchorFast SlimFit Asegura tubos ET de 5.0–8.0 mm	9787	12



Prolongación Paseo de la Reforma
No. 1015 Edificio B Piso 3
Col. Desarrollo Santa Fé
(01 55) 6820 5000

www.hollister.com.mx

Previo a su uso, lea la Instrucciones de Uso para conocer información sobre Indicaciones, Contraindicaciones, Precauciones y Advertencias e Instrucciones.

Literatura dirigida a Profesionales de la Salud.

El logo de Hollister y de AnchorFast SlimFit son marcas registradas propiedad de Hollister Incorporated. ©2018 Hollister Incorporated.

