



Catálogo  
de Productos

 Hollister

[www.hollister.com/mexico](http://www.hollister.com/mexico)

## Ostomía

### New Image Sistema de Dos Piezas

Guías de Referencia para Selección de Producto.....	8
Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante.....	10
Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante.....	11
Bolsas Drenables.....	12
Bolsas Cerradas.....	14
Bolsas para Urostomía.....	14

### Tandem Sistema de Dos Piezas

Guías de Referencia para Selección de Producto.....	18
Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante.....	20
Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante.....	21
Bolsas Drenables.....	22
Bolsas para Urostomía.....	23

### Premier Sistema de Una Pieza

Premier Sistema de Una Pieza.....	28
Bolsas para Urostomía.....	30

### Bolsas de Una Pieza

Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Plana.....	34
Karaya 5.....	35

### Pouchkins Sistema Pediátrico

Pouchkins Sistema Pediátrico de Una Pieza.....	42
Pouchkins Sistema Pediátrico de Dos Piezas.....	43

### Adapt Accesorios

Adapt Anillos Convexos.....	48
Adapt Anillos Planos.....	48
Adapt Tiras Moldeables.....	48
Adapt Pasta.....	48
Adapt Polvo.....	48
Pasta Karaya.....	49
Polvo Karaya.....	49
Gel Protector Cutáneo.....	49
Removedor de Adhesivo.....	49
Filtros Reemplazables.....	49
Adapt Lubricante y Eliminador de Olores.....	50
Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía.....	50
Pinzas para Bolsas Drenables.....	50
Cinturones para Ostomía.....	50
Barreras Cutáneas.....	51
Cubre Estomas.....	51

## Cuidado de Heridas

Restore Plus Apósito Hidrocoloide: Estéril .....	56
Restore Extra Delgado Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	56
Restore Cx Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	57
Restore Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	57
Restore CalciCare Apósito de Alginato de Calcio: Estéril.....	57
Restore Hydrogel.....	58

## Cuidado Crítico

### Dispositivos de Fijación

Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral.....	66
Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD):Estéril.....	66
Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD):Estéril.....	66
Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD):Estéril.....	67

## Incontinencia

### Incontinencia Urinaria Masculina

In View Catéteres Externos Masculinos Autoadheribles.....	72
Tubo Extensor Conector.....	72
Bolsa para Pierna Recolectora de Orina.....	72
Sujetador sin Latéx para Bolsa de Pierna.....	72
Bolsa Nocturna para Recolección de Orina con Válvula Anti-Reflujo.....	73

<b>Códigos.....</b>	76
---------------------	----

<b>Glosario.....</b>	80
----------------------	----

## Sistema de Identificación por Colores

Para ayudarle a seleccionar los componentes de New Image, las etiquetas de las cajas están marcadas con un color-código.

Primero seleccione la barrera cutánea adecuada, después seleccione la bolsa que corresponda con el color-código de la barrera (La etiqueta de la caja color "rojo" de la barrera es compatible con la etiqueta "roja" de la caja de las bolsas).



### Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante



**1460x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexTend**
- ▶ Con Marco Adhesivo
- ▶ Para Estomas Planos o Retraídos
- ▶ Con Aro Flotante
- ▶ Con dorso Elastaflex
- ▶ Uso de Ensamble Hermético (CPL)

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
14602	●	44mm	13 a 32mm
14603	●	57mm	13 a 44mm
14604	●	70mm	13 a 57mm
14606	●	102mm	13 a 89mm



**1500x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Con Aro Flotante
- ▶ Con Dorso Elastaflex
- ▶ Ensamble Hermético (CPL)

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
15002	●	44mm	13 a 32mm
15004	●	70mm	13 a 57mm



**1560x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexTend**
- ▶ Sin Marco Adhesivo
- ▶ Para estomas Normales o Prolapsados
- ▶ Con Aro Flotante
- ▶ Con Dorso Elastaflex
- ▶ Ensamble Hermético (CPL)

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
15602	●	44mm	13 a 32mm
15603	●	57mm	13 a 44mm
15604	●	70mm	13 a 57mm



## Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante



**1480x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexextend**
- ▶ Con Marco Adhesivo
- ▶ Para estomas Retraídos, Planos o Hundidos
- ▶ Con Dorso Elastaflex
- ▶ Con Aro Flotante
- ▶ Ensamble Hermético (CPL)

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
14802	●	44mm	13 a 25mm
14803	●	57mm	13 a 38mm
14804	●	70mm	13 a 51mm



**1490x** (Pre-Cortada)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexextend**
- ▶ Con Marco Adhesivo
- ▶ Para estomas Retraídos o Planos
- ▶ Con Dorso Elastaflex
- ▶ Ensamble Hermético (CPL)
- ▶ Con Aro Flotante

Código	Color	Medida del Aro	Medida del Estoma
14901	●	44mm	16mm
14902	●	44mm	19mm
14903	●	44mm	22mm
14904	●	44mm	25mm
14905	●	57mm	29mm
14906	●	57mm	32mm
14907	●	57mm	35mm
14908	●	57mm	38mm
14909	●	70mm	41mm
14910	●	70mm	44mm
14911	●	70mm	51mm

### TIPS

- ▶ Coloque la barrera cutánea en forma de diamante para prevenir el enroscamiento en las orillas.
- ▶ Cada caja de Bolsas de New Image incluye una bolsa de color oscuro para desechar la bolsa previamente usada.



## Bolsas Drenables



### 1818x / 1819x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Plástico Grado Médico

Transparente=solo el lado del cuerpo

Beige=ambos lados

Transparente Código	Beige Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18192	18182	●	44mm	30cm
18193	18183	●	57mm	30cm
18194	18184	●	70mm	30cm



### 18006

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Plástico Grado Médico

Ultra-Transparente Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18006	●	102 mm	30cm



### 1811x / 1813x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Plástico Grado Médico

Transparente=solo el lado del cuerpo

Beige=ambos lados

Transparente Código	Beige Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18132	18112	●	44mm	30cm
18133	18113	●	57mm	30cm
18134	18114	●	70mm	30cm

**1810x****Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Plástico Grado Médico

<b>Transparente Código</b>	<b>Color</b>	<b>Medida del Aro</b>	<b>Largo de la Bolsa</b>
18102	●	44mm	30cm
18103	●	57mm	30cm
18104	●	70mm	30cm

## Bolsas Cerradas



**1837x**

**Caja con 30**

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en Ambos Lados
- ▶ Con Presillas para Cinturón

**Beige**

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18372	●	44mm	23cm
18373	●	57mm	23cm
18374	●	70mm	23cm

## Bolsas para Urostomía



**1842x**

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

**Ultra-Transparente**

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18422	●	44mm	23cm
18423	●	57mm	23cm



**1840x**

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

**Transparente**

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18402	●	44mm	23cm
18404	●	70mm	23cm

# AF300

## Filtro

*Lo primero que notará del Nuevo Filtro es que  
si funciona*



Lo segundo que descubrirá es su extraordinario diseño basado en la Tecnología de Hollister. El revolucionario Filtro AF300 tiene un área tri-dimensional de 300mm<sup>2</sup> que incrementa el flujo de aire.

### **Comodidad y confianza superior.**

#### **Beneficios**



- ▶ Reduce la acumulación del aire dentro de la bolsa debido al Filtro AF300.
- ▶ Mejor control del olor debido al paso del aire a través del carbón activado patentado; el cual extiende la vida útil del filtro.
- ▶ Los líquidos no pueden entrar o salir del filtro pues está protegido por la Membrana Médica llamada GORE<sup>MR</sup>.
- ▶ Los cubre Filtros ya no son necesarios, el usuario puede bañarse o nadar y sentirse seguro.

**El Filtro AF300 está disponible en  
New Image**



¡Atención a los detalles. Atención a la vida!

## Sistema de Identificación con Letras

Para ayudarle a seleccionar los componentes del Sistema de Dos Piezas Tandem, la etiqueta de cada caja de productos Tandem está identificada con una letra **H**, **I**, **J** ó **K**. Una vez que haya elegido la barrera Tandem, seleccione una bolsa o irrigador que corresponda con la letra marcada en la etiqueta de la caja.

### Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante



**372x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso

#### Letra

Código	Identificación	Medida del Aro	Recortable Hasta
3727	H	38mm	25mm
3722	I	44mm	32mm
3723	J	57mm	44mm
3724	K	70mm	57mm



**376x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

#### Letra

Código	Identificación	Medida del Aro	Recortable Hasta
3767	H	38mm	25mm
3762	I	44mm	32mm
3763	J	57mm	44mm
3764	K	70mm	57mm

## Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante



**373x** (Pre-Cortada)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso

Código	Letra Identificación	Medida del Aro	Medida del Estoma
3730	Ⓜ	38mm	13mm
3731	Ⓜ	38mm	16mm
3732	Ⓜ	38mm	19mm
3733	Ⓛ	44mm	22mm
3734	Ⓛ	44mm	25mm
3735	Ⓝ	57mm	29mm
3736	Ⓝ	57mm	32mm
3737	Ⓝ	57mm	35mm
3738	Ⓝ	57mm	38mm
3739	Ⓚ	70mm	41mm
37310	Ⓚ	70mm	44mm
37311	Ⓚ	70mm	51mm



**379x** (Recortable)

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

Código	Letra Identificación	Medida del Aro	Recortable Hasta
3794	Ⓛ	44mm	25mm
3798	Ⓝ	57mm	38mm
37911	Ⓚ	70mm	51mm



## 389x / 383x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Con Filtro Reemplazable
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Sin Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Incluye una Bolsa con 20 Filtros Reemplazables Hollister y 2 Protectores #7766

Transparente Código	Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3897	3837	Ⓜ	38mm
3892	3832	Ⓛ	44mm
3893	3833	Ⓝ	57mm
3894	3834	Ⓚ	70mm



## 380x / 381x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente Código	Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3807	3817	Ⓜ	38mm
3802	3812	Ⓛ	44mm
3803	3813	Ⓝ	57mm
3804	-----	Ⓚ	70mm



## 384x

Caja con 10

- ▶ Mini Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3847	Ⓜ	38mm
3842	Ⓛ	44mm
3843	Ⓝ	57mm
3844	Ⓚ	70mm



## Bolsas para Urostomía

390x

Caja con 10



- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Transparente Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3907	Ⓜ	38mm
3902	Ⓛ	44mm
3903	Ⓝ	57mm
3904	Ⓚ	70mm



Premier  
Sistema de  
una pieza



Hollister

Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**



**8531 (Recortable)**

**Caja con 10**



- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Dorso Comfort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Plástico Grado Médico

## Ultra-Transparente

**Altura**

Código	Clave S.S.	Recortable Hasta	de la Bolsa
8531	060.125.0582	13 a 64 mm	30cm

**8631 (Recortable)**

**Caja con 10**



- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Comfort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Cierre de Pinza
- ▶ Plástico Grado Médico

## Transparente

**Altura**

Código	Clave S.S	Recortable Hasta	de la Bolsa
8631	060.125.0582	13 a 64 mm	30cm



**851x / 859x (Pre-Cortada)**

**Caja con 5**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexTend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre de Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente=solo el lado del cuerpo

Transparente Código	Beige	Pre-Cortada	Altura de la Bolsa
8510	8590	19mm	30cm
8511	8591	22mm	30cm
8512	8592	25mm	30cm
8513	8593	29mm	30cm
8514	8594	32mm	30cm
8515	8595	35mm	30cm
85116	8596	38mm	30cm
-----	8597	41mm	30cm
85118	-----	45mm	30cm
85119	8599	51mm	30cm



**82300 (Recortable)**

**Caja con 30**

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort

Beige=ambos lados

Beige Código	Recortable Hasta	Altura de la Bolsa
82300	55mm	23cm

## Bolsas para Urostomía



**8460** (Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexlend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo

**Transparente**

**Altura**

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
8460	13 a 64mm	23cm



**848x** (Pre-Cortada)

**Caja con 5**

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexlend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo

**Transparente**

**Altura**

Código	Pre-Cortada	de la Bolsa
8480	13mm	23cm
8481	16mm	23cm
8482	19mm	23cm
8483	22mm	23cm
8484	25mm	23cm
8485	29mm	23cm
8486	32mm	23cm
8487*	35mm	23cm
8488	38mm	23cm
8489	44mm	23cm

\* Próximamente



**PRODUCTO CONVEXO**



## Asesoría para Personas Ostomizadas


En Hollister nos dedicamos a encontrar junto con el personal médico, las mejores alternativas individuales para el cuidado de las ostomías.

- ▶ *Canalización a Centros de Asesoría Hollister.*
- ▶ *Información de Grupos de Personas Ostomizadas.*
- ▶ *Material Educativo.*
- ▶ *Manual de la Persona Ostomizada.*
- ▶ *DVD Colocación de Equipo para Ostomía.*
- ▶ *Información de Producto*

 9171.1894 / (01800) 823.70.07

[www.hollister.com/mexico](http://www.hollister.com/mexico)

## Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Plana



**3250** (Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort

**Transparente**

Código	Recortable Hasta	Largo de la Bolsa
3250	64mm	30cm




**3631** (Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido

**Transparente**

Código	Recortable Hasta	Largo de la Bolsa
3631	64mm	30cm




**7600** (Recortable)

**Caja con 30**

- ▶ Bolsa Cerrada / Drenable
- ▶ Con Adhesivo Microporoso

**Transparente**

Código	Recortable Hasta	Largo de la Bolsa
7600	51mm	30cm



**7650** (Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Cerrada / Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana

**Transparente**

Código	Recortable Hasta	Largo de la Bolsa
7650	51mm	30cm



## Karaya 5



**332x (Pre-Cortada)**

**Caja con 30**

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Barrera Cutánea Karaya 5
- ▶ Con Filtro Incluido
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón

### **Código**

### **Medida del Estoma**

3325

51mm

3326

64mm



Pouchkins  
Sistema  
Pediátrico



Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**





**3795**(Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort Beige en el lado del Cuerpo

**Transparente**

**Largo**

<b>Código</b>	<b>Recortable Hasta</b>	<b>de la Bolsa</b>
3795	De 0 hasta 51mm	18cm



**3796**(Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort Beige en el lado del Cuerpo

**Transparente**

**Largo**

<b>Código</b>	<b>Recortable Hasta</b>	<b>de la Bolsa</b>
3796*	De 0 hasta 38mm	16cm



**3797**(Recortable)

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort Beige en el lado del Cuerpo

**Transparente**

**Largo**

<b>Código</b>	<b>Recortable Hasta</b>	<b>de la Bolsa</b>
3797	De 0 hasta 38mm	22cm

## TIPS

- ▶ PouchKins: Sistema Pediátrico para Ostomía.
- ▶ PouchKins pueden utilizarse en adultos en condiciones como heridas pequeñas, drenajes y fistulas.

\* **Próximamente**



**3799**

**Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo
- ▶ Plástico Grado Médico

**Transparente**

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
3799	●	44mm	16cm



**3761 (Recortable)**

**Caja con 5**

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

**Transparente**

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
3761	●	44mm	de 0 hasta 32mm



**3774**

**Caja con 1 pieza**

- ▶ Cinturón Pediátrico para Ostomía
- ▶ Cinturón Ajustable
- ▶ Libre de Látex

Código	Medida
3774	25-43cm



Adapt  
Anillos  
Polvo  
Pasta  
Lubricante y  
Desodorante



Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**



## Accesorios de Barrera Cutánea



**795xx**

**Caja con 10**

- ▶ Adapt Anillos Convexos **Flexlend**
- ▶ Con memoria elastomérica
- ▶ No contienen alcohol

**Código**

**Diámetro Interno**

79520	20mm (puede ser alargado hasta 25mm)
79530	30mm (puede ser alargado hasta 35mm)
79540	40mm (puede ser alargado hasta 45mm)



**780x**

**Caja con 10**

- ▶ Adapt Anillos Planos **Flexlend M**
- ▶ Sin memoria elastomérica
- ▶ No contienen alcohol

**Código**

**Diámetro Interno**

7805	48mm
7806	98mm



**79400**

**Caja con 10**

- ▶ Adapt Barrera Cutánea en Tiras **Flexlend**
- ▶ Con memoria elastomérica
- ▶ No contienen alcohol

**Código**

**Peso**

**Largo**

79400	60 gramos	13cm
-------	-----------	------

## Pasta



**79300**

**Caja con 1**

- ▶ Adapt Pasta
- ▶ Sellador para Ostomías

**Código**

**Descripción**

79300	Tubo con 60gr
-------	---------------

## Polvo



**7906**

**Caja con 1**

- ▶ Adapt Polvo para Estomas
- ▶ Reduce la humedad

**Código**

**Descripción**

7906	Frasco Rociador con 28.3gr
------	----------------------------



## Pasta Karaya



**7910**

**Caja con 1**

- ▶ Pasta de Karaya

### Código

7910

### Descripción

Tubo 128gr

## Polvo Karaya



**7905**

**Caja con 1**

- ▶ Polvo de Karaya

### Código

7905

### Descripción

Frasco Rociador con 71gr

## Gel Protector Cutáneo



**7917**

**Corrugado con 12 cajas  
de 50 toallitas cada uno**

- ▶ Gel Protector Cutáneo en Toalla
- ▶ No contiene alcohol

### Código

7917

## Removedor de Adhesivo



**7760**


**Corrugado con 12 cajas  
de 50 toallitas cada uno**

- ▶ Removedor Universal en Toallas
- ▶ No contiene alcohol

### Código

7760

## Filtros Reemplazables



**7766**

**Caja con 5 bolsas  
con 20 filtros c/u**

- ▶ Filtros Reemplazables Hollister
- ▶ 1 Bolsa Contiene 20 Filtros y 2 Tapones

### Código

7766

## Eliminador de Olores y Lubricante

**78500 / 78501**

- ▶ Adapt Lubricante y Desodorante



Código	Descripción	Presentación
78500	Botella con 236ml	Caja con 1 Pieza
78501	Sobres con 8ml	Caja con 50 sobres

## Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía

**7331**

**Caja con 10**

- ▶ Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía



### Código

7331

## Pinzas para Bolsas Drenables

**8770**

**Caja con 20**

- ▶ Pinza para Bolsa Drenable
- ▶ Pinza Anatómica
- ▶ En Forma de Guillotina



### Código

8770

### Color

Beige

## Cinturones para Ostomía

**7300**

**Caja con 1**

**7299**

**Caja con 1**

- ▶ Cinturón para Ostomía Ajustable
- ▶ Libre de Látex
- ▶ Cinturones ajustables



### Código

7300

66 - 109cm Mediano

7299

74 - 125cm Grande

## Barrera Cutánea

7900

Caja con 5



- ▶ Barrera Cutánea Premium

### Código

7900

### Medida

10 x 10cm

## Cubre Estomas

318x (Pre-Cortada)

Caja con 30



- ▶ Cubre Estomas
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Incluido
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido

### Beige

3184

### Medida del Estoma

51mm

### Medida

11cm

## Adapt Accesorios



# Restore

*Avanzando en la Ciencia.  
Avanzando en el Cuidado de Heridas.*



Restore Apósito Hidrocoloide  
con dorso de Hule Espuma



Restore Extra Delgado  
Apósito Hidrocoloide



Restore CalciCare  
Apósito de Alginato de Calcio



Restore Hydrogel



Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**



## Restore Plus Apósito Hidrocoloide: Estéril



### 995x

- ▶ Apósito Oclusivo con una Capa Exterior Flexible
- ▶ Mantiene un Ambiente Húmedo en la Herida
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas de Espesor Parcial o Total
- ▶ Disponible con o sin Bordes Desvanecidos
- ▶ Formas Especiales para Región Sacrococcígea
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Clave S.S.	Descripción	Caja con
9953		Sin Bordes Desvanecidos 10 x 10cm	5
9954		Sin Bordes Desvanecidos 15 x 20cm	3
9955	060.088.0678	Sin Bordes Desvanecidos 20 x 20cm	3
9956		Con Bordes Desvanecidos 10 x 10cm	5
9958		Con Bordes Desvanecidos 20 x 20cm	3
9959		Con Bordes Desvanecidos 42mm <sup>2</sup> Para Región Sacrococcígea. Triangular	5

## Restore Extra Delgado Apósito Hidrocoloide: Estéril



### 9921 / 9923 / 9925

- ▶ Apósito Oclusivo Delgado con Dorso Flexible
- ▶ Mantiene un Ambiente Húmedo en la Herida
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas
- ▶ Protege la Piel de Lesiones por Fricción
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Clave S.S.	Descripción	Caja con
9921	060.088.0652	10 x 10cm	5
9923		15 x 20cm	3
9925		20 x 20cm	3

## Restore Cx Apósito Hidrocoloide: Estéril



**9931 / 9933 / 9936**

- ▶ Apósito Oclusivo
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas de Espesor Parcial
- ▶ Fácil de Modelar en Sitios de Dificil Manejo
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Clave S.S.	Descripción	Caja con
9931		10 x 10cm	5
9933		15 x 20cm	3
9936	060.088.0678	20 x 20cm	3

## Restore Apósito Hidrocoloide: Estéril



**9930 / 9932 / 9935**

- ▶ Apósito Oclusivo con Dorso de Hule Espuma
- ▶ Ideal para Áreas de Fricción con Exudado Moderado
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Clave S.S.	Descripción	Caja con
9930		10 x 10cm	5
9932	060.088.0660	15 x 20cm	3
9935		20 x 20cm	3

## Restore CalciCare Apósito de Alginato de Calcio: Estéril



**9937 / 9938 / 9939 / 9940**

- ▶ Altamente Absorbente
- ▶ Hecho de Alginato de Sodio y Calcio, creando un gel protector que al contacto con el exudado forma una interfase húmeda en la herida
- ▶ Permanece intacto cuando se satura de tal manera que puede ser retirado en una sola pieza

Código	Clave S.S.	Descripción	Caja con
9937	060.088.0686	10 x 10cm	10
9938		5 x 5cm	10
9939	060.088.0694	10 x 20cm	5
9940	060.088.0702	30cm	5

## Restore Hydrogel



### 9974

- ▶ Mantiene un ambiente húmedo en heridas de espesor parcial y total
- ▶ Gel claro y viscoso
- ▶ Tiempo de uso mayor a 72 hrs

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Caja con</b>
9974	Gel Amorfo en Tubo de 89ml	12





# Atención a Distribuidores

**Contacto único para la atención de Distribuidores.**

- › *Información sobre Producto*
- › *Seguimiento de Ordenes de Compra*
- › *Solicitud de Cotizaciones*

 9171.1894 / (01800) 823.70.07

[www.hollister.com/mexico](http://www.hollister.com/mexico)


# Anchor Fast

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

Tecnología Hollister

.....

*Seguro. Limpio. Práctico.*



Envoltura para el tubo ET con pinzas antideslizantes



Riel para reposicionamiento del tubo ET



Un-click, pinza de seguridad



Almohadilla de espuma, confort en labio superior



 Hollister

¡Atención a los detalles. Atención a la vida!

## Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast



El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast es una alternativa fácil de usar en lugar de la cinta adhesiva para asegurar los tubos endotraqueales orales.

Su diseño avanzado libre de látex asegura y facilita el movimiento de los tubos endotraqueales orales y simplifica el acceso para el cuidado oral.

### Diseño Avanzado

El diseño avanzado ayuda a minimizar la presión en el labio superior y en el tejido circundante y no ocluirá el tubo.

El adhesivo libre de látex, suave con la piel proporciona un uso prolongado, reduce la denudación potencial de la piel y ayuda a conservarla saludable.



La avanzada barrera cutánea se adhiere en presencia de secreciones orales y transpiración.

Se adhiere de forma segura eliminando la necesidad de cambiar la tela adhesiva frecuentemente.

La banda de cuello acojinada es ajustable y fácil de asegurar.

Asegura los tubos endotraqueales orales (5-10mm).

### Mayores Ventajas

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast promueve el movimiento estable, sin problemas, de la pinza a lo largo del riel, permitiendo así la fácil reubicación del tubo y prepara el acceso para succionar y realizar el cuidado oral.

La pinza móvil puede ser recolocada y asegurada en cualquier punto.

Sólo se necesita una persona para la recolocación del tubo.

La pinza cierra y sostiene el tubo de forma segura.

Ayuda a minimizar la posible formación de úlceras por presión en los labios y tejido mucoso.

No deja residuos adhesivos en la piel después de retirarlo.

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast proporciona características avanzadas que se esperan de Hollister. La reubicación suave, estabilidad y protección de la piel incrementan el cuidado que usted proporciona.



### Comodo Empaque

Conserva la forma

Empacado de manera individual

Fácil de desechar

### Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast

**Cantidad**  
Caja con 12

**Código**  
9799

## Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral

9799



- ▶ Simplifica el acceso para el aseo oral
- ▶ Asegura los Tubos Endotraqueales Orales (5-10mm)
- ▶ Adhesivo de Barrera Cutánea **Flexend** que se adhiere en las Mejillas.
- ▶ Pinza de Cierre que Sostiene el Tubo de Forma Segura
- ▶ Banda Ajustable que Mantiene el Dispositivo Asegurado a la Nuca
- ▶ Empaque Individual
- ▶ Libre de Látex
- ▶ No estéril

Código	Descripción	Caja con
9799	Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral	12

## Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril

9780\*



- ▶ Asegura una Variedad de Drenajes o Tubos (10-24Fr) Verticales a la Piel del Paciente
- ▶ Su Barrera **FlexWear** con Dorso de Hule Espuma se Acomoda a una Variedad de Sitios
- ▶ Libre de látex

Código	Descripción	Caja con
9780*	Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril	10

## Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril

9781



- ▶ Asegura los Drenajes, Tubos o Catéteres (5-40Fr) Paralelos a la Piel del Paciente
- ▶ Los Tubos Pueden ser Asegurados en el Punto de Salida o en un Punto Distal
- ▶ El Adhesivo de la Barrera **FlexWear** Asegura el Dispositivo a la Piel
- ▶ Previene la Migración del Tubo y Protege la Piel Circundante al Punto de Salida
- ▶ Libre de látex

Código	Descripción	Caja con
9781	Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril	5

\* Próximamente

## Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD)

9786



- ▶ Asegura los Tubos Nasogástricos/ Nasointestinales para Alimentación o Tubos de Succión (5-18Fr)
- ▶ Forma de Mariposa con Barrera **FlexWear** que se Amolda a la Nariz del Paciente
- ▶ Mayor Comodidad
- ▶ Su Pinza Única de Péndulo Elimina la Presión en las Narinas

Código	Descripción	Caja con
9786	Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD)	20



Sistema  
Colector  
Incontinencia  
Urinaria  
Masculina



Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**





## InView Catéteres Externos Masculinos Autoadheribles

**975xx**

**Caja con 30**

- ▶ Sin látex
- ▶ Auto Adhesivo
- ▶ Contiene la cantidad de adhesivo para uso diario
- ▶ Perfecto para pacientes con sensibilidad al látex
- ▶ Con silicona

### Código

97525	Standard	Chico 25mm
97529	Standard	Mediano 29mm
97532	Standard	Intermedio 32mm
97536	Standard	Largo 36mm
97541	Standard	Extra Largo 41mm



## Accesorios Bolsas para Pierna

**9345**

**Caja con 10**

- ▶ Tubo Extensor de 46cm con Conector
- ▶ Con silicona
- ▶ Libre de látex

### Código

9345



## Bolsa para Pierna Recolectora de Orina

**9814 / 9805**

**Caja con 10**

- ▶ Con válvula anti-reflujo
- ▶ Con llave de drenado

### Código

### Descripción

9814	540ml
9805	900ml



## Sujetador sin látex para Bolsa de Pierna

**9343**

**Caja con 3 pares**

- ▶ Par de Sujetadores Elásticos para Bolsa de Pierna

### Código

### Descripción

9343	58cm
------	------



## Bolsa Nocturna para Recolección de Orina con Válvula Anti-Reflujo

9839

Caja con 20



- ▶ Sin látex
- ▶ Capacidad 2,000ml
- ▶ Válvula Anti-Reflujo
- ▶ Puerto para Muestras
- ▶ Paso de Fluidos Estéril

### Código

### Descripción

9839

2,000ml

### TIPS

Las bolsas para pierna de Hollister le ofrecen muchos beneficios:

- ▶ Material suave y cómodo de vinil
- ▶ Plisados que le dan mayor discreción
- ▶ Variedad
- ▶ Válvula de drenaje fácil de manejar que requiere de mínima destreza
- ▶ Amplios sujetadores para pierna de tela que evitan que la bolsa se mueva
- ▶ Los botones protectores de las bolsas disminuyen significativamente el riesgo de puntos de presión
- ▶ La válvula anti-reflujo previene que la orina regrese

# Códigos

<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>
3184	51	3833	22	8489	30
3250	34	3834	22	8510	29
3325	35	3837	22	8511	29
3326	35	3842	22	8512	29
3631	34	3843	22	8513	29
3722	20	3844	22	8514	29
3723	20	3847	22	8515	29
3724	20	3892	22	8531	28
3727	20	3893	22	8590	29
3730	21	3894	22	8591	29
3731	21	3897	22	8592	29
3732	21	3902	23	8593	29
3733	21	3903	23	8594	29
3734	21	3904	23	8595	29
3735	21	3907	23	8596	29
3736	21	7299	50	8597	29
3737	21	7300	50	8599	29
3738	21	7331	50	8631	28
3739	21	7600	34	8770	50
3761	43	7650	34	9343	72
3762	20	7760	49	9345	72
3763	20	7766	49	9780	66
3764	20	7805	48	9781	66
3767	20	7806	48	9786	67
3774	43	7900	51	9799	66
3794	21	7905	49	9805	72
3795	42	7906	48	9814	72
3796	42	7910	49	9839	73
3797	42	7917	49	9921	56
3798	21	8460	30	9923	56
3799	43	8480	30	9925	56
3802	22	8481	30	9930	57
3803	22	8482	30	9931	57
3804	22	8483	30	9932	57
3807	22	8484	30	9933	57
3812	22	8485	30	9935	57
3813	22	8486	30	9936	57
3817	22	8487	30	9937	57
3832	22	8488	30	9938	57

<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>
9939	57	18132	12		
9940	57	18133	12		
9953	56	18134	12		
9954	56	18182	12		
9955	56	18183	12		
9956	56	18184	12		
9958	56	18192	12		
9959	56	18193	12		
9974	58	18194	12		
14602	10	18372	14		
14603	10	18373	14		
14604	10	18374	14		
14606	10	18402	14		
14802	11	18404	14		
14803	11	18422	14		
14804	11	18423	14		
14901	11	37310	21		
14902	11	37311	21		
14903	11	37911	21		
14904	11	78500	50		
14905	11	78501	50		
14906	11	79300	48		
14907	11	79400	48		
14908	11	79520	48		
14909	11	79530	48		
14910	11	79540	48		
14911	11	82300	29		
15002	10	85116	29		
15004	10	85118	29		
15602	10	85119	29		
15603	10	97525	72		
15604	10	97529	72		
18006	12	97532	72		
18102	13	97536	72		
18103	13	97541	72		
18104	13				
18112	12				
18113	12				
18114	12				

**Aro:** Aro plástico en las bolsas de dos piezas del sistema para ostomía que se usa para ensamblar las dos partes.

**Aro Flotante:** Permite que los dedos sean introducidos debajo del aro evitando presionar sobre el abdomen mientras se ensamblan la bolsa y la barrera.

**Barrera Cutánea Convexa:** Puede ser aplicada cuando el estoma está hundido o retraído. La forma de la barrera ayuda a presionar con mayor profundidad alrededor del estoma para protuirlo.

**Barrera Cutánea Flexextend:** Flexextend es una barrera cutánea de Uso Extendido, barrera cutánea sintética, la cual está diseñada para ser más resistente a las descargas.

**Barrera Cutánea FlexWear:** FlexWear es una barrera cutánea de uso estándar, la cual está diseñada para ser utilizada por más de un día. La barrera FlexWear es más resistente al desgaste que una barrera cutánea SoftFlex.

**Barrera Cutánea Plana:** Puede ser utilizada cuando el estoma se protuye del abdomen.

**Barrera Pre-Cortada:** Barrera cutánea previamente cortada a la medida del estoma si éste es redondo.

**Barrera Cutánea Recortable:** Si el estoma no es redondo, mida en la parte más larga. Seleccione una barrera que pueda ser cortada a la medida y forma correcta.

**Barrera Cutánea SoftFlex:** Barrera cutánea sintética SoftFlex, la cual se adhiere gentilmente a la piel. Está diseñada para disminuir el daño cutáneo en cambios frecuentes o diarios.

**Barrera Cutánea de Uso Estándar:** Tiene un adhesivo suave para la piel. Este tipo de barrera cutánea absorbe menos y se desintegra más rápido que las barreras de uso Extendido.

Ejemplos de estas barreras incluyen FlexWear y SoftFlex.

**Barrera Cutánea de Uso Extendido:** Son barreras cutáneas con elementos especiales que tienen un sello adhesivo más fuerte y que son más resistentes a las descomposturas. Este tipo de barrera puede utilizarse preferentemente en urostomías e ileostomías.

Un ejemplo es la barrera Flexextend. No se recomienda utilizar ningún tipo de preparaciones debajo de las barreras de uso extendido.

**Barrera Cutánea de Karaya:** La Karaya es una barrera natural utilizada para piel sensible o en los casos que se presente sensibilidad a los productos sintéticos.

**Bolsa Cerrada:** Bolsa no drenable. Para ser vaciada debe retirarse completamente. Es rápida y fácil de desechar.

**Bolsa Drenable:** Bolsa con una apertura para su vaciado. Puede tener un cierre integrado o bien utilizar una pinza para mantener la bolsa cerrada hasta que sea el momento de vaciarla.

**Bolsa para Urostomía:** Bolsa con una válvula de drenaje que permite que la orina pueda ser vaciada de manera rápida y fácilmente.

**Colostomía:** Creada mediante una operación quirúrgica en el colon, que es parte del intestino largo.

**Cierre Lockn'Roll:** Sistema de cierre patentado para las bolsas drenables. Mediante plásticos que se entrelazan firmemente creando un cierre seguro. Se encuentra en las Bolsas drenables New Image, Premier y Pouchkins.

**Dorso Comfort:** Tela no tejida que cubre el plástico de la bolsa para brindar mayor comodidad y discreción. Las cubiertas pueden estar en uno o en ambos lados de la bolsa.

**Estoma:** Abertura quirúrgica por dónde se expulsan los desechos del organismo cuando se tiene una ostomía. El estoma es rojo y húmedo y no tiene sensibilidad.

**Filtro:** Permite la salida del gas pero no del olor de la bolsa.

**Filtro AF300:** Filtro de carbón activado con 300mm<sup>2</sup> de superficie para el paso de aire desodorizándolo. Permite el contacto con líquidos sin afectar su desempeño.

**Flexextend M:** Barrera Cutánea para la piel. Proporciona los mismos beneficios que la barrera cutánea Flexextend, mayor flexibilidad, uso prolongado y moldeabilidad mejorada. Contiene mayor propiedad de adhesión y cohesión sobre la piel húmeda.

**Ileostomía:** Creada mediante una operación quirúrgica en el intestino delgado.

**Irrigación:** Procedimiento utilizado para controlar los tiempos de eliminación de una colostomía. No todas las personas pueden utilizarlo y se requiere de un equipo especial y de entrenamiento.

**Película Anti-Olor:** Las películas Anti-Olor son altamente resistentes al paso de los olores que salen de la bolsa.

La calidad de la Película Anti-Olor ayuda a incrementar su seguridad.

**Tiempo de Uso:** El tiempo de uso es el periodo por el cual un producto puede ser utilizado conservando sus propiedades.

El tiempo de uso varía ampliamente dependiendo de una variedad de factores.

**Urostomía:** Una ostomía creada mediante una operación quirúrgica para drenar la orina.



### **Atención a Usuarios Hollister**

D.F. y Área Metropolitana **9171 1894**  
Interior de la República **(01 800) 823 7007**






[www.hollister.com](http://www.hollister.com)  
[hollister.mexico@hollister.com](mailto:hollister.mexico@hollister.com)






Hollister S.A. de C.V.  
Alfonso Nápoles Gándara No. 50, 4o Piso, Col. Peña Blanca Santa Fe, C.P. 01210

Hollister y logo, Hollister, Adapt, AF300, AnchorFast, CenterPointLock, Flexextend, FlexWear, InView, Karaya 5, Lock 'n Roll, New Image, Pouchkins, Premier, Restore, Restore CalciCare, Restore Plus, y "Atención a los detalles. Atención a la vida" son marcas registradas de Hollister Incorporated.

Gore es una marca registrada de W.L. Gore and Associates, Inc.

©2010 Hollister Incorporated.




Tandem Barreras Planas con Aro Flotante CPL			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓚ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Recortable</b> 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3727 recortable hasta 25mm	3722 recortable hasta 32mm	3723 recortable hasta 44mm	3724 recortable hasta 57mm	
	Sin Marco Adhesivo Microporoso 	3767 recortable hasta 25mm	3762 recortable hasta 32mm	3763 recortable hasta 44mm	3764 recortable hasta 57mm	
<b>Pre-Cortada</b> 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3742 - 25mm	----- -----	3743 - 38mm	----- -----	

			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓚ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Bolsa Cerrada con Filtro Integrado</b>	Beige 	3347	3342	3343	3344	
<b>Bolsa Drenable Con Filtro Reemplazable</b>	Transparente 	3897	3892	3893	3894	
	Beige 	3837	3832	3833	3834	
<b>Bolsa Drenable Sin Filtro</b>	Transparente 	3807	3802	3803	3804	
	Beige 	3817	3812	3813	-----	
<b>Bolsa para Urostomía</b>	Transparente 	3907	3902	3903	3904	

## MEDIDA DEL ARO DE ENSAMBLE




44mm	57mm	70mm	102mm
------	------	------	-------

### BARRERAS PLANAS CON ARO FLOTANTE

<b>BARRERA FLEXTEND</b>	RECORTABLE	CON MARCO ADHESIVO	
		SIN MARCO ADHESIVO	
<b>BARRERA SOFTFLEX</b>	RECORTABLE	SIN MARCO ADHESIVO	

<b>14602</b> Recortable hasta 32mm	<b>14603</b> Recortable hasta 44mm	<b>14604</b> Recortable hasta 57mm	<b>14606</b> Recortable hasta 89mm
<b>15602</b> Recortable hasta 32mm	<b>15603</b> Recortable hasta 44mm	<b>15604</b> Recortable hasta 57mm	-----
<b>15002</b> Recortable hasta 32mm	-----	<b>15004</b> Recortable hasta 57mm	-----

### BARRERAS CONVEXAS CON ARO FLOTANTE

<b>BARRERA FLEXTEND</b>	RECORTABLE	CON MARCO ADHESIVO	
	PRE-CORTADA	CON MARCO ADHESIVO	 

<b>14802</b> Recortable hasta 25mm	<b>14803</b> Recortable hasta 38mm	<b>14804</b> Recortable hasta 51mm	-----
<b>14901</b> - 16mm	<b>14905</b> - 29mm	<b>14909</b> - 41mm	-----
<b>14902</b> - 19mm	<b>14906</b> - 32mm	<b>14910</b> - 44mm	-----
<b>14903</b> - 22mm	<b>14907</b> - 35mm	<b>14911</b> - 51mm	-----
<b>14904</b> - 25mm	<b>14908</b> - 38mm	-----	-----

### BOLSAS DRENABLES

<b>CON FILTRO INTEGRADO AF300</b>	CON CIERRE LOCK'N ROLL	TRANSPARENTE	
		BEIGE	
<b>SIN FILTRO</b>	CON CIERRE LOCK'N ROLL	TRANSPARENTE	
		ULTRA TRANSPARENTE	
		BEIGE	
<b>SIN FILTRO</b>	CON PINZA	TRANSPARENTE	



<b>18192</b>	<b>18193</b>	<b>18194</b>	-----
<b>18182</b>	<b>18183</b>	<b>18184</b>	-----
<b>18132</b>	<b>18133</b>	<b>18134</b>	-----
-----	-----	-----	<b>18006</b>
<b>18112</b>	<b>18113</b>	<b>18114</b>	-----
<b>18102</b>	<b>18103</b>	<b>18104</b>	-----

### BOLSAS CERRADAS

<b>CON FILTRO INTEGRADO AF300</b>	BEIGE	
-----------------------------------	-------	---

<b>18372</b>	<b>18373</b>	<b>18374</b>	-----
--------------	--------------	--------------	-------

### BOLSAS PARA UROSTOMIA


ULTRA TRANSPARENTE	
TRANSPARENTE	

<b>18422</b>	<b>18423</b>	-----	-----
<b>18402</b>	-----	<b>18404</b>	-----





New Image  
Sistema de  
dos piezas



## Barreras Cutáneas

Amplia variedad de opciones con características que satisfacen las necesidades individuales de cada persona ostomizada

### Aro Flotante Hollister

Indicado para evitar presionar la región abdominal al ensamblar la barrera con la bolsa, brinda confort y seguridad.

Es de bajo perfil y altamente flexible, posee un sistema de ensamble que permite unir la bolsa y la barrera con una ligera presión entre ellos. Basta escuchar un "click" para que la barrera y la bolsa tengan un ensamble seguro.



Barrera cutánea **Flexlend** altamente absorbente, flexible y durable. Disponible en barreras planas y convexas, recortables y pre-cortadas.

### Seguridad Adicional

Barreras con hidrocolooides y el exclusivo adhesivo hollister: son altamente flexibles y permiten la transpiración. Se amoldan al contorno de la piel, garantizando movilidad, elasticidad y confort.

### Convexidad a la medida

Convexidad moderada (que es la más aceptada por la mayoría de los ostomizados) para un manejo perfecto en el 90% de las situaciones clínicas que requieren el uso de barreras convexas.



## Bolsas

Exclusivo sistema de cierre "Lock'n Roll" compuesto por conectores plásticos.



**El sistema de dos piezas más fácil de utilizar.**





Fácil de cerrar, vaciar y limpiar.












Hollister Ostomía. Los Detalles Importan.







**New Image**

**UN SISTEMA BIEN SELECCIONADO = CALIDAD DE VIDA GARANTIZADA**

Tandem Barreras Convexas con Aro Flotante CPL			Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Recortable</b> 	Sin Marco Adhesivo Microporoso		-----	3794 recortable hasta 25mm	3798 recortable hasta 38mm	37911 recortable hasta 51mm
<b>Pre-Cortada</b> 	Con Marco Adhesivo Microporoso		3730 - 13mm 3731 - 16mm 3732 - 19mm	3733 - 22mm 3734 - 25mm	3735 - 29mm 3736 - 32mm 3737 - 35mm 3738 - 38mm	3739 - 41mm 37310 - 44mm 37311 - 51mm

			Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Bolsa Cerrada con Filtro Integrado</b>	Beige		3347	3342	3343	3344
<b>Bolsa Drenable Con Filtro Reemplazable</b>	Transparente		3897	3892	3893	3894
	Beige		3837	3832	3833	3834
<b>Bolsa Drenable Sin Filtro</b>	Transparente		3807	3802	3803	3804
	Beige		3817	3812	3813	-----
<b>Bolsa para Urostomía</b>	Transparente		3907	3902	3903	3904

Tandem Barreras Planas con Aro Flotante CPL			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓚ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Recortable</b> 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3727 recortable hasta 25mm	3722 recortable hasta 32mm	3723 recortable hasta 44mm	3724 recortable hasta 57mm	
	Sin Marco Adhesivo Microporoso 	3767 recortable hasta 25mm	3762 recortable hasta 32mm	3763 recortable hasta 44mm	3764 recortable hasta 57mm	
<b>Pre-Cortada</b> 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3742 - 25mm	----- -----	3743 - 38mm	----- -----	

			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓚ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
<b>Bolsa Cerrada con Filtro Integrado</b>	Beige 	3347	3342	3343	3344	
<b>Bolsa Drenable Con Filtro Reemplazable</b>	Transparente 	3897	3892	3893	3894	
	Beige 	3837	3832	3833	3834	
<b>Bolsa Drenable Sin Filtro</b>	Transparente 	3807	3802	3803	3804	
	Beige 	3817	3812	3813	-----	
<b>Bolsa para Urostomía</b>	Transparente 	3907	3902	3903	3904	